

OSIQ

Pasta Ósea de Nano HA

SUSTITUTO ÓSEO SINTÉTICO DE NANO HYDROXIPATITA PURA

- 100% puro de nano hidroxapatita
- Listo para usar en pasta inyectable
- Ideal para reconstrucción de defectos óseos
- Se puede combinar fácilmente con Eliz o con hueso esponjoso autógeno o alogénico.



Es una pasta sintética, altamente viscosa, de nano-partículas de HA dispersadas en agua purificada. Se utiliza fácilmente para rellenar fácil y completamente, defectos óseos no estructurales. No se endurece en contacto con sangre o tejido esponjoso. Es biodegradable gracias a su estructura nanocristalina.

INDICACIONES:

- Osteotomías

- Relleno de dispositivos intersomáticos
- Relleno de pequeños y medianos defectos óseos.
- Reconstrucción acetabular
- Relleno de defectos en el hueso periodontal
- Cirugía maxilofacial

APLICACIÓN:

OSIQ debe ser aplicado con suavidad y moldeado para que encaje adecuadamente en el defecto. Pueden mezclarse con médula ósea y después posicionarse suave y cuidadosamente en su lugar. CONSERVARSE ENTRE 5° Y 30°

EVITAR CONTACTO DIRECTO CON LA LUZ SOLAR O CALEFACCIÓN

DISPONIBLE COMO

TIPO	VOLUMEN	EMBALAJE	ART.CODE	EAN	CÓDIGO DE BARRAS
Jeringa	0,5 cc	Caja de unidad	1	4913105	8718026120498
	0,5 cc	Caja de unidades	2	4913205	8718026120535
	1,0 cc	Caja de unidad	1	4913110	8718026120504
	1,0 cc	Caja de unidades	2	4913210	8718026120542
	2,0 cc	Caja de unidad	1	4913120	8718026120511
	2,0 cc	Caja de unidades	2	4913220	8718026120559
	3,0 cc	Caja de unidad	1	4913130	8718026121884
	3,0 cc	Caja de unidades	2	4913230	8718026121891
	5,0 cc	Caja de unidad	1	4913150	8718026120528
	5,0 cc	Caja de unidades	2	4913250	8712026120566