

## AXOZ

### CEMENTO DE FOSFATO DE CALCIO

#### INJERTO ÓSEO POROSO INYECTABLE

- Cemento inyectable de fosfato de calco reabsorbible.
- Mayor resistencia a la compresión 24MPa.
- Módulo de elasticidad similar a la del hueso.
- Preparación rápida en 2 minutos.
- Porosidad total de 65 a 70%, 8% de macro porosidad.
- Reabsorción en 6-8 meses

#### INDICACIONES:

Se utiliza para rellenar o reforzar cavidades óseas o defectos del sistema esquelético, que no sean intrínsecos a la estabilidad de la estructura ósea, como por ejemplo: cirugía ortopédica, craneofacial, maxilofacial y periodontal.



## APLICACIÓN:

AXOZ puede ser inyectado manualmente, pero para una aplicación más precisa y lenta, se puede utilizar el dispositivo inyector reusable AXOZ.



CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 10° Y 40°.

## DISPONIBLE COMO:

TIPO	VOLUMEN	PACKKING	ART.CODE	EAN CÓDIGO DE BARRAS
Jeringa	5.0cc	Caja de 1 unidad	4921005	8718026121525
Jeringa	8.0cc	Caja de 1 unidad	4921008	8718026121532
Jeringa	8.0cc	Caja de 2 unidades	4921016	8718026121549
Inyector	--	Caja de 1 unidad	4921100	8718026121556
Cánula	14G x 12cms	Doble pouched	4921200	8718026121686

Nuestro estándar de seguridad permite la reparación ósea rápida y fiable